



prisma SOFT και prisma SMART.

Ευέλικτη θεραπεία για την
Αποφρακτική άπνοια (OSA)



Με το prisma SOFT και το prisma SMART
ανακαλύψτε την νέα γενιά των CPAP/APAP

Κάντε την κατάλληλη επιλογή με το prisma SOFT ή το prisma SMART. Οι δύο καινοτόμες, εύκολες στην χρήση συσκευές ολοκληρώνουν την οικογένεια prisma LINE.

Επωφεληθείτε από τις δύο αυτές ολοκληρωμένες συσκευές, σχεδιασμένες για πρακτική χρήση στο σπίτι και στο νοσοκομείο. Πάντα σχεδιάζουμε έχοντας στο μυαλό τις απαιτήσεις των συνεργατών μας και δημιουργούμε μοναδικά προϊόντα που είναι οικονομικά και αξιόπιστα.

- Απολύτως αθόρυβα
- Λειτουργικό σχέδιο με ξεκάθαρη δομή
- Ευανάγνωστη οθόνη με όλες τις πληροφορίες
- Αξεσουάρ της σειράς prisma LINE
- Δύο διαφορετικοί αλγόριθμοι στο APAP – η σωστή θεραπεία για κάθε ασθενή
- Προηγμένα χαρακτηριστικά όπως η αναγνώριση της Cheyne-Stokes αναπνοής και της FOT

Αξεσουάρ



prismaAQUA –WM 29680



Μάσκες εφαρμογής



HYBERNITE, Ø 22 mm –WM 29045
Θερμαινόμενο Κύκλωμα

Αξεσουάρ σειράς Prisma

Καλώδιο DC –WM 24469

prismaTS –WM 93335

Λογισμικό εξαγωγής δεδομένων για υπολογιστή

Σετ 12 φίλτρων υψηλής απόδοσης

Κύκλωμα, Ø 22mm –WM 2444WM

Κύκλωμα Αποστειρώσιμο, Ø 22 mm –WM 24667

PSG module - WM 29690

Για σύνδεση σε εργαστήριο ύπνου

prismaHUB -WM 31660

Χαρακτηριστικά

Product class as per EU Directive 93/42/EEC	IIa	Κατανάλωση σε	230V	115V
Διαστάσεις (W x H x D)	170 x 135 x 180 mm	• Λειτουργία (θεραπεία):	0.13 A	0.22 A
Βάρος	1.34 kg	• Standby:	0.036 A	0.053 A
Εύρος θερμοκρασιών		Κατηγοριοποίηση EN 60601-1-11		
• Λειτουργίας:	+5 °C to +40 °C	• Τύπος προστασίας από ηλεκτροπληξία:		class II
• Αποθήκευσης:	-25 °C to +70 °C	• Επίπεδο προστασίας από ηλεκτροπληξία:		Type BF
Εύρος ατμοσφαιρικής πίεσης	700 – 1060 hPa Που αντιστοιχεί σε υψόμετρο 3000 πάνω από το επίπεδο της θάλασσας	• Προστασία από διήθηση νερού:		IP21
Κατανάλωση	max. 40VA	Μέσο επίπεδο θορύβου/ κατά ISO 80601-2-70	περίπου 26 dB(A) στις 10 hPa (αντιστοιχεί σε επίπεδο θορύβου 34 dB(A))	
Ηλεκτρικές απαιτήσεις	24V DC max. 5VA	Μέγιστη παροχή Οξυγόνου	15 λίτρα ανα λεπτό	

© Copyright protected.
Copying or reproduction of any sort requires the explicit approval of Löwenstein Medical Technology.



Device description

Art. Nr.

prisma SOFT

31650-1110

prisma SMART

31620-1110



Löwenstein Medical Technology
Kronsaalweg 40, 22525 Hamburg
Germany
T: +49 40 54702-0
F: +49 40 54702-461
info@loewensteinmedical.de
www.loewensteinmedical.de

Löwenstein Medical UK
1 E-Centre, Easthampstead Road
RG12 1 NF Bracknell
United Kingdom
T: +44 1344 830023
info@loewensteinmedical.uk
www.loewensteinmedical.uk

